

Contour[®] plus ELITE[»]

Veresuhkru taseme jälgimissüsteem

Töötab tasuta rakendusega CONTOUR[®]DIABETES.

Glükomeetri veebis registreerimise võimalikkuse
kontrollimiseks külastage veebisaiti
www.diabetes.ascensia.com/registration



**EI VAJA
KODEERIMIST[®]**

*Proovivõtt funktsiooniga
Second-Chance[®]
(Teine võimalus)*

Kasutatav ainult toote
CONTOUR[®]PLUS veresuhkru
testribadega.

KASUTUSJUHEND

KONTAKTANDMED

Allium UPI OÜ

Vae 16

Laagri 76401

Saue vald

Harjumaa

Estonia

Tel. + 372 650 1901

Email: info@allium.upi.ee

www.diabetes.ascensia.com

Klienditeenindus: + 372 650 1901

Üksnes selle toote ostmine ei anna ühegi patendi alusel kasutuslitsentsi. Selline litsents tekib olukordades ja hõlmab ainult olukordi, kus glükomeetreid CONTOUR PLUS ELITE ja testribasid CONTOUR PLUS kasutatakse koos. Sellist litsentsi ei ole volitatud andma ükski muu testribade müüja peale selle toote müüja.

Ascensia, ettevõtte Ascensia Diabetes Care logo, Contour, Microlet, logo No Coding (Ei vaja kodeerimist), Second-Chance, proovivõtt funktsiooniga Second-Chance (Teine võimalus) logo, Smartcolour ja Smartlight on ettevõtte Ascensia Diabetes Care Holdings AG kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.

Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenusemärk.

Bluetooth[®]-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mille omanik on Bluetooth SIG, Inc., ning ettevõtte Ascensia Diabetes Care kasutab neid litsentsi alusel.

Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Selle põhjal ei saa järeldada ega oletada mingit seost nendega ega heakskiitu neile.

 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

 **ASCENSIA**
Diabetes Care


2797



© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Kõik õigused kaitstud.

90009372 Rev. 10/21

Sisukord

1 ALUSTAMINE

Teie glükomeetri ekraan
Glükomeetri sümbolid ja Avakuva

2 TESTIMINE

Kõrge/madala veresuhkru taseme sümptomid
Sõrmeotsast analüüsimine
Veresuhkru tulemusele Söögikorra märgise lisamine
Sihtvahemiku näidik smartLIGHT
Analüüsitulemuste mõistmine

3 LOGIRAAMAT

Analüüsitulemuste ja veresuhkru keskmiste vaatamine

4 SÄTTED

Kellaaja ja kuupäeva muutmine
Heli väljalülitamine
Söögikorra märgise funktsiooni sisse-/väljalülitamine
Meeldetuletuse funktsiooni sisse-/väljalülitamine
Sihtvahemike muutmine
Sihtvahemiku näidiku smartLIGHT väljalülitamine
Bluetoothi funktsiooni sisse-/väljalülitamine
Rakenduse CONTOUR DIABETES allalaadimine
Glükomeetri sidumisrežiimile viimine

5 ABI

Glükomeetri hooldamine
Glükomeetri patareide vahetamine
Kontroll-lahusega analüüsimine

6 TEHNILINE TEAVE

Veateated
Glükomeetri komplekti tarvikute tellimine
Täpsusaste ja täpsus
Glükomeetri tehnilised andmed

SIHTOTSTARVE

Veresuhkru taseme jälgimissüsteem CONTOUR PLUS ELITE on mõeldud kasutamiseks nii insuliini kui mitte-insuliini ravi saavate diabeedipatsientide veresuhkru sisalduse mõõtmiseks ning abivahendina patsientidele ja tervishoiutöötajatele patsiendi diabeedi kontrolli all hoidmise tulemuslikkuse jälgimisel.


Veresuhkru taseme jälgimissüsteem CONTOUR PLUS ELITE on mõeldud diabeedihaigetele eneseanalüüsiks ning tervishoiutöötajatele kasutamiseks veenivere ja värske kapillaarse täisverega, mis on võetud sõrmeotsast või peopesast. Veresuhkru taseme jälgimissüsteem CONTOUR PLUS ELITE on mõeldud kehaväliseks eneseanalüüsiks (in vitro diagnostika kasutuseks).

Veresuhkru taseme jälgimissüsteemi CONTOUR PLUS ELITE ei tohi kasutada diabeedi diagnoosimiseks, sõeluuringuteks ega vastsündinutel. Alternatiivsest kohast analüüsimist (peopesast) tohib teha ainult stabiilsel perioodil (kui veresuhkur ei muutu kiiresti). Testribad CONTOUR PLUS on mõeldud kasutamiseks glükomeetriga CONTOUR[®]PLUS ELITE veresuhkru kvantitatiivseks mõõtmiseks veeniverest ja värskest kapillaarsest täisverest, mis on võetud sõrmeotstest või peopesast.

Glükomeeter mõõdab veresuhkru kvantitatiivselt täisveres vahemikus 0,6 mmol/L–33,3 mmol/L.

Süsteem on ette nähtud ainult in vitro diagnostika kasutuseks.

OLULINE OHUTUSTEAVE



Kui teie veresuhkru näit on allpool teie tervishoiutöötajaga määratletud kriitilist taset, järgige viivitamatult nende nõuandeid.

Kui teie veresuhkru näit ületab teie tervishoiutöötaja määratud soovituslikku piiri, tehke järgmist.

1. Peske ja kuivatage põhjalikult käed.
2. Korrake analüüsi uue ribaga.

Sarnase tulemuse korral järgige viivitamatult oma tervishoiutöötaja nõuandeid.

Raske haigus

Süsteemi ei tohi kasutada kriitiliselt haigete patsientide analüüsimiseks. Kapillaarse vere suhkru sisalduse analüüsimine ei pruugi vähenenud perifeerse verevooluga inimestele kliiniliselt sobida. Veresuhkru taseme mõõtmist perifeerses veres kahjulikult mõjutada võivate kliiniliste seisundite näited on šokk, raske hüpotensioon ja raske dehüdratsioon.¹⁻³

Järgmistel juhtudel küsige nõu oma tervishoiutöötajalt.

- Enne **Sihtvahemike** määramist glükomeetris või sellega ühilduvas tarkvaras Ascensia Diabetes Care.
- Enne oma ravi või ravimi muutmist analüüsitulemuste põhjal.
- Kui on vaja välja selgitada, kas alternatiivsest kohast analüüsimine (AKA) sobib teile.
- Enne mis tahes muu meditsiiniliselt olulise otsuse tegemist.


Võimalik bioloogiline oht

- Enne ja pärast testimist ning glükomeetri, lantsetiseadme või testribade käsitlemist peske alati käsi antibakteriaalse seebi ja veega ning kuivatage põhjalikult.
- Kõiki vere glükoositaseme mõõtmise süsteeme loetakse bioloogiliselt ohtlikeks. Tervishoiutöötajad või muud isikud, kes kasutavad seda süsteemi mitmel patsiendil, peavad järgima oma asutuses kehtestatud nakkusetõrje protseduuri. Kõiki tooteid või esemeid, mis puutuvad kokku inimverega, tuleb isegi pärast puhastamist käsitseda potentsiaalselt nakkusohtlikena. Kasutajad tervishoiuasutustes peavad järgima soovitusi vere kaudu levivate haiguste ennetamiseks potentsiaalselt nakkusohtlike proovide käsitlemisel.
- Lantsetiseade on mõeldud vaid ühe patsiendi eneseanalüüsiks. Infektsiooniriski tõttu ei tohi seda kasutada mitmel isikul.
- Kõrvaldage kasutatud testribad ja lantsetid kasutusest alati kui meditsiinilised jäätmed või tervishoiutöötaja juhiste kohaselt.
- Kõiki inimverega kokkupuutuvaid tooteid tuleb käidelda potentsiaalselt nakkusohtlikena.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas. Komplekt sisaldab väikesi osi, mis võivad kogemata alla neelamisel põhjustada lämbumist.
- Hoidke patareid laste käeulatuses eemal. Mitmed patareitüübid on mürgised. Allaneelamisel pöörduge kohe mürgistus keskuse poole.

Piirangud

- **Kõrgus:** süsteemi ei ole katsetatud kõrgemal kui 6301 meetrit.
- **Hematokrit:** hematokriti tasemed vahemikus 0% kuni 70% ei mõjuta oluliselt testriba CONTOUR PLUS tulemusi.
- **Ksüloos:** ärge kasutage ksüloosi imendumise analüüsi ajal või vahetult pärast seda. Veres leiduv ksüloos põhjustab häireid.

ETTEVAATUSABINÕUD

-  Lugege enne analüüsimist seadme CONTOUR PLUS ELITE kasutusjuhendit, lantsetiseadme teabelehte (kui see on kaasas) ja kõiki glükomeetri komplekti kuuluvaid juhendeid. Ebatäpsete tulemuste vältimiseks järgige kõiki kasutamise ja hooldamise suuniseid täpselt nii, nagu kirjeldatud.
- Kontrollige, kas tootel on puuduvaid, kahjustatud või katkisi osi. Kui testriba pakend on avatud või kahjustatud, ärge kasutage neid testribasid.
Vahetusosade saamiseks pöörduge klienditeeninduse poole. Vt *Kontaktandmed* või karki.
- Teie glükomeeter CONTOUR PLUS ELITE töötab AINULT testribadega CONTOUR PLUS ja kontroll-lahusega CONTOUR[®]PLUS.
- Hoidke testribasid CONTOUR PLUS alati originaalpudelis või fooliumpakendis. Pärast testriba pudelist võtmist sulgege pudeli kork kohe korralikult. Pudeli on ette nähtud testribade kuivana hoidmiseks. Ärge pange testribade pudelisse muid esemeid ega ravimeid. Vältige glükomeetri ja testribade kokkupuudet liigse niiskuse, kuumuse, tolmu või mustusega. Kui pudel jääb lahti või testribasid ei hoita originaalpudelis või fooliumpakendis ja selle tagajärjel puutuvad need kokku ruumi õhuniiskusega, võib see neid kahjustada. See võib põhjustada ebatäpseid tulemusi. Ärge kasutage kahjustusmärkidega või juba kasutatud testribasid.

- Ärge kasutage aegunud tarvikuid. Aegunud tarvikute kasutamine võib põhjustada ebatäpseid tulemusi. Kontrollige alati analüüsimaterjalide aegumiskuupäevi.
MÄRKUS: Kontroll-lahuse pudeli esmakordsel avamisel kirjutage pudelile kuupäev.
- Ärge kasutage kontroll-lahust, mille pudeli esmakordselt avamisest on möödunud üle 6 kuu.
- Vahemikust välja jääva kontroll-lahuse analüüsitulemuse korral pöörduge klienditeeninduse poole. Vt *Kontaktandmed*. Ärge kasutage glükomeetrit veresuhkru analüüsimiseks enne selle probleemi lahendamist.
- Glükomeeter on mõeldud täpsete vereanalüüsi tulemuste tagamiseks temperatuuridel vahemikus 5–45 °C. Kui glükomeeter või testriba on sellest vahemikust väljas, ei tohiks analüüsi teha, enne kui glükomeeter ja testriba on selles vahemikus. Glükomeetri ühest kohast teise viimisel laske sel enne veresuhkru analüüsi ligikaudu 20 minuti jooksul uue koha temperatuuriga kohaneda.
- Ärge püüdke teha veresuhkru analüüsi, kui glükomeeter CONTOUR PLUS ELITE on ühendatud arvutiga.
- Kasutage ainult tootja või sertifitseerimisasutuse (UL, CSA, TUV või CE) heakskiidetud seadmeid (nt USB-kaableid).

- Vältige elektroonikaseadmete kasutamist väga kuivas keskkonnas, eriti sünteetiliste materjalide juuresolekul.
- Teie glükomeeter CONTOUR PLUS ELITE on eelseadistatud ja lukustatud tulemuste kuvamiseks ühikutes mmol/L (glükoosi millimoole liitri vere kohta).
 - ❖ Tulemused ühikutes mmol/L on komakohaga.
 - ❖ Tulemused ühikutes mg/dL pole komakohaga.


Näide:  või 

- ❖ Kontrollige oma kuvariekraanilt, et tulemusi näidatakse õigesti. Kui ei, võtke ühendust klienditeenindusega. Vt *Kontaktandmed*.
- Veresuhkru taseme jälgimissüsteemi CONTOUR PLUS ELITE mõõtmisvahemik on 0,6 mmol/L kuni 33,3 mmol/L.
 - ❖ Kui tulemused on alla 0,6 mmol/L või üle 33,3 mmol/L, siis arvestage järgnevalt.
 - Kui glükomeeter ei näita väärtust ja kuvab ekraanil **LO** (madal), **võtke kohe oma tervishoiutöötajaga ühendust.**
 - Kui glükomeeter ei näita väärtust ja kuvab ekraanil **HI** (kõrge), peske käsi või analüüsikohta ja korrake analüüsi uue ribaga. Kui glükomeeter kuvab uuesti ekraanil **HI** (kõrge), **järgige kohe arsti juhiseid.**

1

ALUSTAMINE

Teie glükomeeter CONTOUR PLUS ELITE ja testriba CONTOUR PLUS



- Jaotisest **Logiraamat** või **Keskmiised** väljumiseks ja **Avakuvale** naasmiseks vajutage **OK**.
- Kui sümbol vilgub, saab seda valida.

Glükomeetri ekraani kontrollimine

Vajutage ja hoidke nupp **OK** all kuni glükomeetri sisselülitumiseni, ligikaudu 3 sekundit.

Ekraanil kuvatakse **Sisselülitumise enesekontroll**.







Kõik sümbolid ekraanil ja valge riba ava süttivad lühidalt. Kontrollige, kas glükomeetri kuval on täielikult kuvatud **8.8.8** ja valget testriba ava valgust on näha.







Kui märke on puudu või kui riba ava tuli on muud värvi kui valge, siis pöörduge klienditeeninduse poole. Vt *Kontaktandmed*. See võib mõjutada tulemuste kuvamist.

MÄRKUS: Teie glükomeetril on eelseadistatud kellaaeg, kuupäev ja sihtvahemik. Neid funktsioone saab muuta jaotises **Sätted**. Vt jaotist 4 *Sätted*.

Glükomeetri sümbolid


Sümbol	Mida sümbol tähendab?
	Kollane tuli: analüüsi tulemus on sihtvahemikust suurem .
	Roheline tulemus: analüüsi tulemus on sihtvahemikus .
	Punane tuli: analüüsi tulemus on sihtvahemikust väiksem .
	Veresuhkru analüüsi tulemus on sihtvahemikust suurem .



Sümbol	Mida sümbol tähendab?
✓	Veresuhkru analüüsi tulemus on sihtvahemikus .
↓	Veresuhkru analüüsi tulemus on sihtvahemikust vähem .
H I	Analüüsi tulemus on üle 33,3 mmol/L.
L 0	Analüüsi tulemus on alla 0,6 mmol/L.
📖	Teie Logiraamat .
⚙️	Glükomeetri Sätted .
🍷	Paastumise märgis.
🍏	Söögieelne märgis.
🍷	Söögijärgne märgis.
✗	Märgist pole valitud.
🎯	Sihtvahemik või sihtvahemiku säte.
💡	Sihtvahemiku näidiku smartLIGHT® säte.
🩸	Glükomeeter on analüüsimiseks valmis.
🩸	Lisage samale testribale veel verd.
🧴	Kontroll-lahusega analüüsimise tulemus.
📶	Bluetooth® -i sümbol: tähendab, et juhtmeta Bluetoothi säte on sees; glükomeeter saab mobiilse seadmega suhelda.
🔋	Tühjenevad patareid.

Sümbol	Mida sümbol tähendab?
	Tühjad patareid.
	Glükomeetri viga.
	Meeldetuletusfunktsioon.
	Heli funktsioon.
	7, 14, 30 ja 90 päeva keskmised.
	Keskmete arvutamiseks kasutatud veresuhkru näitude arv kokku.

Avakuva

Avakuval on 2 valikut: **Logiraamat**  ja **Sätted** .



- Valiku **Logiraamat**  või **Sätted**  esile tõstmiseks vajutage nuppu ▼.
- **Logiraamatusse** sisenemiseks vajutage nuppu **OK**, kui sümbol **Logiraamat** vilgub.
- **Sätetesse** sisenemiseks vajutage nuppu **OK**, kui sümbol **Sätted** vilgub.

Teie glükomeetri funktsioonid




Proovivõtt funktsiooniga
Second-Chance®
(Teine võimalus)

Proovivõtt funktsiooniga Second-Chance® (Teine võimalus) võimaldab samale testribale rohkem verd lisada, kui esimene vereproov pole piisav. Teie testriba on valmistatud nii, et verd oleks lihtne proovivõtu otsale lisada. Ärge tilgutage verd testriba tasapinnale.

2

TESTIMINE

Analüüsimiseks valmistumine

 Lugege enne analüüsimist seadme CONTOUR PLUS ELITE kasutusjuhendit, lantsetiseadme teabelehte (kui see on kaasas) ja kõiki glükomeetri komplekti kuuluvaid juhendeid.

Kontrollige, kas tootel on puuduvaid, kahjustatud või katkisi osi. Kui testriba pakend on avatud või kahjustatud, ärge kasutage neid testribasid. Vahetusosade saamiseks pöörduge klienditeeninduse poole. Vt *Kontaktandmed*.

ETTEVAATUST: Teie glükomeeter CONTOUR PLUS ELITE töötab ainult testribadega CONTOUR PLUS ja kontroll-lahusega CONTOUR PLUS.

Sõrmeotsast analüüsimine

Enne analüüsimise alustamist veenduge, et teil oleksid olemas vajalikud tarvikud.

- Glükomeeter CONTOUR PLUS ELITE.
- Testribad CONTOUR PLUS.
- Lantsetiseade ja lantsetid teie komplektist, kui need on olemas.

Kvaliteedikontrolli tegemiseks vt jaotist *5 Abi: Kontroll-lahuse analüüsimine*.

Mõningaid tarvikuid müüakse eraldi. Vt jaotist *6 Tehniline teave: Klienditeeninduse kontroll-leht*.



HOIATUS: Võimalik bioloogiline oht

- Komplekti kõiki osi käsitletakse bioloogiliselt ohtlikena ning need võivad kanda nakkushaigusi ka pärast puhastamist ja desinfitseerimist. Vt jaotist *5 Abi: Glükomeetri hooldamine*.
- Enne ja pärast testimist ning glükomeetri, lantsetiseadme või testribade käsitlemist peske alati käsi antibakteriaalse seebi ja veega ning kuivatage põhjalikult.
- Glükomeetri täielikke puhastamise juhtnööre vt jaotisest *5 Abi: Glükomeetri hooldamine*.

Kõrge/madal veresuhkru tase

Veresuhkru madala või kõrge sisalduse sümptomid

Kõrge või madala veresuhkru taseme sümptomite teadmine aitab teil oma analüüsitulemusi paremini mõista. Ühingu American Diabetes Association (www.diabetes.org), andmetel on mõned levinuimad sümptomid järgmised.

Madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia):

- värinad
- higistamine
- kiire südamerütm
- ähmastunud nägemine
- segasus
- minestamine
- atakk
- ärrituvus
- terav näljatunne
- peapööritus

Kõrge veresuhkru tase (hüperglükeemia):

- sage urineerimine
- ülemäärane janu
- ähmastunud nägemine
- suurenenud väsimustunne
- näljatunne

Ketoonid (ketoatsidoos):

- õhupuudus
- iiveldus või oksendamine
- äärmine suukuivus



HOIATUS

Kui teil esineb mõni neist sümptomitest, siis analüüsige oma veresuhkru taset. Kui teie analüüsitulemus jääb allapoole teie tervishoiutöötajaga määratud kriitilist taset või ületab soovitatud piiri, järgige kohe oma tervishoiutöötaja nõuandeid.


Lisateabe ja täieliku sümptomite loetelu saamiseks pöörduge oma tervishoiutöötaja poole.

Lantsetiseadme ettevalmistamine

Lantsetiseadme ja sõrmeotsast analüüsimise ettevalmistamise täpsed suunised leiate lantsetiseadme teabelehel.



HOIATUS: Võimalik bioloogiline oht

- Lantsetiseade on mõeldud vaid ühe patsiendi eneseanalüüsiks. Infektsiooniriski tõttu ei tohi seda kasutada mitmel isikul.
-  Ärge korduskasutage lantsette. Kasutatud lantsetid ei ole steriilsed. Kasutage igal analüüsimiskorral uut lantsetti.



HOIATUS: Võimalik bioloogiline oht

Kõrvaldage kasutatud testribad ja lantsetid kasutusest alati kui meditsiinilised jäätmed või tervishoiutöötaja juhiste kohaselt.

Testriba sisestamine


ETTEVAATUST: Ärge kasutage aegunud tarvikuid. Aegunud tarvikute kasutamine võib põhjustada ebatäpseid tulemusi. Kontrollige alati analüüsimaterjalide aegumiskuupäevi.

MÄRKUS: Kui ribasid hoitakse pudelis, sulgege pudeli kaas vahetult pärast testriba eemaldamist.


Mõned tarvikud ei ole igas piirkonnas saadaval.



1. Eemaldage CONTOUR PLUS testriba.



2. Lükake hall kandiline ots tugevasti testriba avasse, kuni glükomeeter teeb piiksu.



Ekraanil kuvatakse vilkuv veretilka, mis näitab, et seade on valmis veretilka analüüsima.

MÄRKUS: Pärast testriba sisestamist kandke sellele 3 minuti jooksul veri, muidu lülitub glükomeeter välja. Analüüsi alustamiseks eemaldage testriba ja sisestage see uuesti.


Veretilga võtmine: sõrmeotsast analüüsimine

MÄRKUS: Teavet alternatiivsest kohast analüüsimise kohta vt jaotisest 2 *Testimine: Alternatiivsest kohast analüüsimine (AKA): peopesa.*



HOIATUS: Võimalik bioloogiline oht

Enne ja pärast testimist ning glükomeetri, lantsetiseadme või testribade käsitlemist peske alati käsi antibakteriaalse seebi ja veega ning kuivatage põhjalikult.



1. Suruge lantsetiseade kindlalt vastu punktsioonikohta ja vajutage vabastusnuppu.




2. Puudutage veretilga kohe testriba otsaga. Veri tõmmatakse otsa kaudu testribasse.
3. Hoidke testriba otsa veretilgas, kuni glükomeeter teeb piiksu.

MÄRKUS: Kui funktsioon **Söögikorra märgis** on sisse lülitatud, siis ärge eemaldage testriba, enne kui **Söögikorra märgis** on valitud.



ETTEVAATUST: Ärge suruge testriba vastu nahka ega kandke verd testribale. See võib põhjustada ebatäpseid tulemusi või tõrkeid.

Proovivõtt funktsiooniga **Second-Chance** (Teine võimalus)—vere juurde lisamine




1. Kui glükomeeter piiksub kaks korda ja ekraanil kuvatakse vilkuv veretilk koos plussmärgiga, pole testribal piisavalt verd.
2. Kandke 60 sekundi jooksul **samale** testribale veel verd.

MÄRKUS: Kui ekraanil kuvatakse veateade **E 1**, eemaldage riba ja alustage uue ribaga.

Söögikorra märgiste teave

Veresuhkru tulemusele saab lisada **Söögikorra märgise**, kui funktsioon **söögikorra märgis** on sisse lülitatud.

Teie glükomeetril CONTOUR PLUS ELITE on algseadistuses **Söögikorra märgiste** funktsioon välja lülitatud. Võite **Söögikorra märgiste** funktsiooni sisse lülitada ja muuta **Sihtvahemikke Sätete** jaotises . Vt jaotist *4 Sätted*.

Sümbol	Mida see tähendab	Sihtvahemik
 Paastumine	Kasutage analüüsimisel pärast paastumist (8 tundi söömata-joomata, v.a vesi või kalorivabad joogid).	Glükomeeter võrdleb teie tulemust söögieelse sihtvahemikuga . (Eelseadistatud väärtusele 3,9–7,2 mmol/L)
 Söögieelne	Kasutage analüüsimisel 1 tunni jooksul enne sööki.	Glükomeeter võrdleb teie tulemust söögieelse sihtvahemikuga . (Eelseadistatud väärtusele 3,9–7,2 mmol/L)
 Söögijärgne	Kasutage veresuhkru taseme analüüsimiseks 2 tunni jooksul pärast söömise alustamist.	Glükomeeter võrdleb teie tulemust Söögijärgse sihtvahemikuga . (Eelseadistatud väärtusele 3,9–10,0 mmol/L)
 Märgis puudub	Kasutage analüüsimisel muul ajal kui pärast paastumist või enne või pärast sööki.	Glükomeeter võrdleb teie tulemust üldise sihtvahemikuga . (Eelseadistatud väärtusele 3,9–10,0 mmol/L)

Näidule Söögikorra märgise lisamine

Kui veresuhkru analüüsi ajal on **Söögikorra märgised** olekus sees, saate valida **Söögikorra märgise**, kui glükomeeter kuvab teie tulemuse. **Te ei saa valida suvandit Söögikorra märgis ekraanilt Sätted.**

Lisateabe jaoks vt jaotist 2 *Testimine: Söögikorra märgiste teave.*


Näide:



Ärge vajutage nuppu OK ega eemaldage veel testriba.

Võite valida vilkuva märgise või teise **Söögikorra märgise**.

Söögikorra märgiste sisselülitamiseks vt jaotist 4 *Sätted: Söögikorra märgiste määramine.*



1. Kui soovite kasutada vilkuvat **Söögikorra märgist**, siis vajutage nuppu **OK**
või
2. vajutage teise suvandi **Söögikorra märgis** valimiseks glükomeetril nuppu ▲ või ▼ märgiste vahel kerimiseks.
3. Kui soovitud **Söögikorra märgis** vilgub, vajutage nuppu **OK**.
4. Kui tegemist on näiduga **Söögieelne**, võite määrata **meeldetuletuse** veresuhkru hilisemaks analüüsimiseks. Vt jaotist 2 *Testimine: Analüüsi meeldetuletuse seadistamine*.

Kui te **Söögikorra märgist** 3 minuti jooksul ei määra, lülitub glükomeeter välja. Teie veresuhkru näit salvestatakse **Logiraamatusse** ilma **Söögikorra märgiseta**.

Analüüsi meeldetuletuse seadistamine

1. Veenduge, et **Meeldetuletuse** funktsioon (L) oleks jaotises **Sätted** sisse lülitatud.
Vt jaotist 4 *Sätted: Meeldetuletuse funktsiooni määramine*.
2. Märkige veresuhkru näiduks **Söögieelne** ja vajutage siis **OK**.



3. Poole tunni kaupa 2 tunnist 0,5 tunnini kerimiseks vajutage nuppu ▲ või ▼ .
4. Vajutage **meeldetuletuse** määramiseks nuppu **OK**.




Ekraan naaseb näidu **Söögieelne** juurde. Glükomeetri ekraan näitab **meeldetuletus** (L) sümbolit, mis kinnitab, et meeldetuletus on määratud.

Sihtvahemiku näidik smartLIGHT

Kui veresuhkru analüüsimine on lõppenud, kuvab glükomeeter teie tulemuse koos ühikute, kellaaja, kuupäeva, Söögikorra märgise (kui see on valitud) ja sihtvahemiku näidikuga järgmiselt: sihtväärtusest ülalpool ▲, sihtväärtuses ✓ või sihtväärtusest allpool ▼.

Näide: vereanalüüsi tulemus koos **Söögikorra märgisega** on valitud ja **Meeldetuletus** määratud.



MÄRKUS: Valitud **Söögikorra märgise** muutmiseks tuleb kasutada rakendust CONTOUR DIABETES.

Kui säte **smartLIGHT** on sisse lülitatud, kuvatakse testriba avas värv, mis näitab teie tulemust, võrreldes **Söögieelse, Söögijärgse** või **üldise sihtvahemikuga**.



Kollane tähendab	sihtväärtusest ülalpool	▲
Roheline tähendab	sihtväärtuses	✓
Punane tähendab	sihtväärtusest allpool	▼


Kui teie veresuhkru tase on sihtväärtusest allpool, on näidik **smartLIGHT** punane ja glükomeeter piiksub kaks korda.

Kui te **Söögikorra märgist** ei valinud, võrreldakse teie veresuhkru analüüsitulemust **üldise sihtvahemikuga**.

MÄRKUS: Eraldi sihtvahemike muutmiseks vt jaotist 4 *Sätted: Söögieelse /söögijärgse sihtvahemiku muutmine*. Üldise sihtvahemiku muutmiseks vt jaotist 4 *Sätted: Üldise sihtvahemiku muutmine*.



Avakuvale liikumiseks vajutage nupp **OK**.



Glükomeetri väljalülitamiseks eemaldage testriba.

Veresuhkru analüüs on lõpetatud.

Analüüsitulemused



HOIATUS

- **Enne analüüsitulemuste alusel oma raviskeemi muutmist küsige alati nõu oma tervishoiutöötajalt.**
- **Kui teie veresuhkru näit on allpool teie tervishoiutöötajaga määratletud kriitilist taset, järgige viivitamatult nende nõuandeid.**
- **Kui teie veresuhkru näit ületab teie tervishoiutöötaja määratud soovituslikku piiri, tehke järgmist.**
 1. Peske ja kuivatage põhjalikult käed.
 2. Korrake analüüsi uue ribaga.

Sarnase tulemuse korral järgige viivitamatult oma tervishoiutöötaja nõuandeid.

Oodatud analüüsitulemuste väärtused

Veresuhkru väärtused kõiguvad olenevalt söödud toidust, manustatud ravimiannustest, terviseseisundist, stressist või aktiivsusest. Mittediabeetilised plasma glükoosisaldused peavad olema alla 5,6 mmol/L paastumisel ja alla 7,8 mmol/L postprandiaalses olekus (pärast sööki).⁴ Teie vajadustele vastavate glükoosiväärtuste saamiseks peaksite pidama nõu oma tervishoiutöötajaga.

LO (madalad) või HI (kõrged) tulemused



- Kui glükomeeter piiksub kaks korda ja kuvab ekraanil **LO** (madal), on teie veresuhkru näit alla 0,6 mmol/L. **Järgige kohe arsti nõuandeid.** Pöörduge oma tervishoiutöötaja poole.




- Kui glükomeeter piiksub ühe korra ja kuvab ekraanil **HI** (kõrge), on teie veresuhkru näit üle 33,3 mmol/L.
 1. Peske ja kuivatage põhjalikult käed.
 2. Korrake analüüsi uue ribaga.

Kui tulemused on ikka üle 33,3 mmol/L, **järgige kohe arsti juhiseid.**

Glükomeetri väljalülitamiseks eemaldage testriba.


Kasutatud lantseti väljutamine ja käitlemine



1. Ärge eemaldage lantsetti lantsetiseadme sõrmedega.
2. Lantsetiseadme automaatse väljutamise suunised leiata eraldi lantsetiseadme taabelehelt, kui see on komplektiga kaasas.



HOIATUS: Võimalik bioloogiline oht

- Lantsetiseade, lantsetid ja testribad on mõeldud kasutamiseks ühel patsiendil. Ärge jagage neid kellegagi, k.a teiste pereliikmetega. Ärge kasutage mitmel patsiendil.^{5,6}
- Kõiki inimverega kokkupuutuvaid tooteid tuleb käidelda potentsiaalselt nakkusohtlikena.
- Kõrvaldage kasutatud testribad ja lantsetid kasutusest alati kui meditsiinilised jäätmed või tervishoiutöötaja juhiste kohaselt.
-  Ärge korduskasutage lantsette. Kasutatud lantsetid ei ole steriilsed. Kasutage igal analüüsimiskorral uut lantsetti.
- Enne ja pärast testimist ning glükomeetri, lantsetiseadme või testribade käsitlemist peske alati käsi antibakteriaalse seebi ja veega ning kuivatage põhjalikult.

Alternatiivsest kohast analüüsimine (AKA): peopesa

Täpsed juhtnöörid alternatiivsest kohast analüüsimiseks leiate lantsetiseadme teabelehel.



HOIATUS

- **Küsige oma tervishoiutöötajalt, kas alternatiivsest kohast analüüsimine (AKA) on teile sobiv.**
- **Ärge kalibreerige oma veresuhkru taseme pideva jälgimise seadet AKA-ga saadud tulemuse põhjal.**
- **Ärge arvutage insuliiniannust AKA-ga saadud tulemuse põhjal.**

Alternatiivsest kohast analüüsimist soovitatakse ainult üle 2 tunni möödumisel söögikorrast, diabeediravimi manustamisest või treenimisest.

Alternatiivsest kohast analüüsimiseks peate kasutama läbipaistvat otsakorki. Glükomeetrit CONTOUR PLUS ELITE võib kasutada näpuotsast või peopesast mõõtmiseks. Täpsed juhtnöörid alternatiivsest kohast analüüsimiseks leiate lantsetiseadme teabelehel. Läbipaistva otsakorgi hankimiseks võtke ühendust klienditeenindusega. Vt *Kontaktandmed*.

Ärge kasutage AKA-d järgmistel juhtudel.

- Kui arvate, et teie veresuhkru tase on madal.
- Kui veresuhkru sisaldus muutub kiiresti.
- Kui te ei ole võimeline tajuma madala veresuhkru sümptomeid.
- Kui AKA tulemused ei lange kokku teie enesetundega.
- Haiguse või stressiperioodi vältel.
- Kui hakkate autot juhtima või masinatega töötama.

Logiraamat sisaldab veresuhkru analüüsitulemusi ja nende Söögikorra märgiseid. Kui **Logiraamat** jõuab maksimaalse tulemuste arvuni 800, siis eemaldatakse kõige vanem analüüsitulemus uue analüüsi teostamise ja **Logiraamatusse** salvestamise järgselt.


Logiraamatu vaatamine


MÄRKUS: Logiraamatu vaatamise ajal **Avakuvale** naasmiseks vajutage **OK**.

Logiraamatu kirjete vaatamiseks tehke järgmist.


1. Vajutage ja hoidke nuppu **OK** all kuni glükomeetri sisselülitumiseni, ligikaudu 3 sekundit.

Oodake, kuni sümbol **Logiraamat**  Avakuval vilgub.




2. Vilkuva sümboli **Logiraamat**  valimiseks vajutage **OK**.

3. Üksikute analüüsitulemuste vaatamiseks **Logiraamatust** vajutage nuppu ▼.



4. Analüüsitulemuste vahel kerimiseks vajutage nuppu ▲ või ▼.
Kiiremaks kerimiseks hoidke all nuppu ▲ või ▼.



Kui liigute vanimast kirjest mööda, kuvab glükomeeter ekraani **End** (Lõpp).

Kui näete analüüsitulemust **LO** (madal) või **HI** (kõrge), minge jaotisse *2 Testimine: LO (madalad) või HI (kõrged) tulemused* lisateabe saamiseks.

5. Kirjete ülevaatomiseks algusse naasmiseks vajutage **OK**, et minna **Avakuvale**, ja valige siis sümbol **Logiraamat**

Keskmete vaatamine

1. **Logiraamatu** avamiseks Avakuvalt vajutage **Logiraamatu** vilkumise ajal nuppu **OK**.
2. Keskmete vaatamiseks vajutage nuppu **▲** *esimesel Logiraamatu* ekraanil.

7 päeva Analüüside keskmine arv



3. Vajutage oma 7, 14, 30 ja 90 päeva keskmete väärtuste sirvimiseks nuppu **▲**.
4. Logiraamatu näitude juurde naasmiseks vajutage nuppu **▼** ekraanil **7 d Avg** (7 päeva keskmine).
5. Keskmistest väljumiseks ja soovitud ajal **Avakuvale** naasmiseks vajutage nuppu **OK**.

Sätetes saate isikupärastada järgmist.

- **Kellaaja** vorming ja kellaaeeg.
- **Kuupäeva** vorming ja kuupäev.
- **Heli**.
- **Söögikorra märgised**.
- **Meeldetuletusfunktsioon**.
- **Sihtvahemikud**.
- Funktsioon **smartLIGHT**.
- **Bluetoothi** juhtmeta funktsioon.


MÄRKUS: Vajutage **OK** praeguse või muudetud seadistuse aktsepteerimiseks enne, kui liigute järgmisele seadistusele.

Sätete avamine




1. Vajutage ja hoidke nuppu **OK** kuni glükomeetri sisselülitumiseni.

Avakuval on 2 valikut: **Logiraamat**  ja **Sätted** .




2. Sümboli **Sätted**  esiletõstmiseks vajutage nuppu .
3. Kui sümbol **Sätted** vilgub, vajutage **OK** jaotisse **Sätted** sisenemiseks.



4. **Sätete** valikute vahel kerimiseks, nagu on pildil näidatud, vajutage nuppu ▲ või ▼, kuni soovitud sümbol vilgub.

5. Vajutage **OK**.




6. Menüüst **Sätet** väljumiseks ja **Avakuvale** naasmiseks vajutage nuppu ▲ või ▼, kuni sümbol **Sätet** hakkab vilkuma.

7. Vajutage **OK**.

MÄRKUS: Kui olete näiteks kuupäeva sätte juures ja teil on vaja väljuda, vajutage korduvalt **OK**, kuni jõuate tagasi **Avakuvale**.

Kellaaja muutmine

1. Valige **Avakuval** sümbol **Sätet**  ja vajutage **OK** et siseneda suvandisse **Sätet**.



2. Kui ekraanil **Sätet** vilgub praegune kellaageg, vajutage **OK**.

Kellaajavorming (12 tundi või 24 tundi) vilgub.



12 tundi


▲
või
▼



24 tundi

Kellaajavorming

3. Ajavormingu muutmiseks vajutage vajaduse korral nuppu ▲ või ▼ ja seejärel **OK**.



4. (Vilkuva) tunni muutmiseks vajutage nuppu ▲ või ▼ ja seejärel **OK**.




5. (Vilkuvate) minutite muutmiseks vajutage nuppu ▲ või ▼ ja seejärel **OK**.

6. 12-tunnise ajavormingu jaoks valige **AM** (enne lõunat) või **PM** (pärast lõunat), nagu vaja, seejärel vajutage **OK**.

Kuupäeva muutmine

1. Valige **Avakuval** sümbol **Sätted** ⚙️ ja vajutage **OK** et siseneda suvandisse **Sätted**.
2. Kui olete ekraanil **Sätted**, vajutage korduvalt nuppu ▼, kuni praeguse kuupäeva sümbol vilgub, seejärel vajutage **OK**.



Kuupäevavorming

Kuupäevavorming (**m/d** (k/p) või **d.m** (p.k)) vilgub.

3. **Kuu/päeva/aasta (m/d) (k/p) või päeva.kuu.aasta (d.m)**
(p.k) valimiseks vajutage nuppu ▲ või ▼ ja seejärel **OK**.



4. (Vilkuva) aasta muutmiseks vajutage nuppu ▲ või ▼ ja seejärel **OK**.



5. (Vilkuva) kuu muutmiseks vajutage nuppu ▲ või ▼ ja seejärel **OK**.




6. (Vilkuva) päeva muutmiseks vajutage nuppu ▲ või ▼ ja seejärel **OK**.



Heli määramine

1. Valige **Avakuval** sümbol **Sätted**  ja vajutage **OK** et siseneda suvandisse **Sätted**.
2. Kui olete ekraanil **Sätted**, vajutage korduvalt nuppu **▼**, kuni sümbol **Heli**  vilgub, seejärel vajutage **OK**.



Heli sümbol: 

3. **Heli** sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu **▲** või **▼**.
4. Vajutage **OK**.

Teie glükomeetril on **Heli** sisse lülitatud. Teatud veateated tähistavad igasuguse **Heli** sätte.

Kui **Heli** on sisse lülitatud, siis kehtib järgmine.


- Üks pikk piiks tähistab kinnitust.
- Kaks piiksu tähistavad viga või midagi, mis vajab teie tähelepanu.




MÄRKUS: Osad helid jäävad sisse ka siis, kui lülitate **Heli** funktsiooni välja. Selleks, et sihtväärtusest madalama veresuhkru näidu puhul helid välja lülitada, lülitage funktsiooni **smartLIGHT** säte asendisse väljas.





Söögikorra märgiste määramine

1. Valige **Avakuval** sümbol **Sätted**  ja vajutage **OK** et siseneda suvandisse **Sätted**.
2. Kui olete ekraanil **Sätted**, vajutage korduvalt nuppu , kuni sümbolid **Söögikorra märgised**    vilguvad, seejärel vajutage **OK**.



Söögikorra märgiste sümbolid:   

Teie glükomeetril on vaikimisi **Söögikorra märgiste** funktsioon välja lülitatud.



3. **Söögikorra märgiste** sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu  või .
4. Vajutage **OK**.


MÄRKUS: Kui funktsioon **Söögikorra märgis** on olekus sees, saate valida veresuhkru analüüsi ajal **Söögikorra märgise**.




Meeldetuletuse funktsiooni määramine

Kui **Söögikorra märgised** on olekus sees, saate määrata **meeldetuletuse** veresuhkru analüüsimiseks pärast näidu märkimist tähisega **Söögieelne**. Kui **Söögikorra märgised** on välja lülitatud, vt jaotist 4 *Sätted: Söögikorra märgiste määramine*.

1. Valige **Avakuval** sümbol **Sätted**  ja vajutage **OK** et siseneda suvandisse **Sätted**.
2. Kui olete ekraanil **Sätted**, vajutage korduvalt nuppu **▼**, kuni sümbol **Meeldetuletus**  vilgub, seejärel vajutage **OK**. Teie glükomeeter müüakse nii, et funktsioon **Meeldetuletus** on lülitatud olekusse väljas.
3. **Meeldetuletuse** funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu **▲** või **▼**.



Meeldetuletuse sümbol: 

4. Vajutage **OK**.



Üldise sihtvahemiku muutmine



HOIATUS

Arutage oma sihtvahemiku sätteid tervishoiutöotajaga.

Glükomeeter esitab eelmääratud **üldise sihtvahemiku**. **Üldist sihtvahemikku** saab muuta jaotises **Sätted**.

1. Valige **Avakuval** sümbol **Sätted** ja vajutage **OK** et siseneda suvandisse **Sätted**.
2. Kui olete ekraanil **Sätted**, vajutage korduvalt nuppu **▼**, kuni sümbol **Sihtmärk** vilgub, seejärel vajutage **OK**.



3. Vilkuva **Madala** väärtuse muutmiseks **Üldises Sihtvahemikus** vajutage nuppu **▲** või **▼**.
4. Vajutage **OK**.



5. Vilkuva **Kõrge** väärtuse muutmiseks **Üldises Sihtvahemikus** vajutage nuppu **▲** või **▼**.
6. Vajutage **OK**.



Söögieelse /söögijärgse sihtvahemiku muutmine

Kui funktsioon **Söögikorra märgis** on sisse lülitatud, on teie glükomeetril 2 sihtvahemikku: **Söögieelne sihtvahemik** (sama, mis paastumine) ja **Söögijärgne sihtvahemik**.

Saate muuta neid vahemikke glükomeetri jaotises **Sätted** ja rakenduses CONTOUR DIABETES.

1. Valige **Avakuval** sümbol **Sätted** ja vajutage **OK** et siseneda suvandisse **Sätted**.
2. Kui olete ekraanil **Sätted**, vajutage korduvalt nuppu **▼**, kuni sümbol **Sihtmärk** vilgub, seejärel vajutage **OK**.

Söögieelne/söögijärgne madal sihtväärtus



Söögieelne / Söögijärgne Madal sihtnumber vilgub.

MÄRKUS: Nii Söögieelse kui ka Söögijärgse sihtvahemiku jaoks on ainult üks **Madal** sihtarv.

3. Vilkuva väärtuse [**Madal**] muutmiseks mõlema sihtvahemiku jaoks vajutage nuppu **▲** või **▼**.
4. Vajutage **OK**.

Söögieelne kõrge sihtväärtus



5. Vilkuva väärtuse [**Kõrge**] muutmiseks ekraanil **Söögieelne sihtvahemik** vajutage nuppu **▲** või **▼**.
6. Vajutage **OK**.

MÄRKUS: Söögieelne sihtvahemik on sama veresuhkru näidu sihtvahemik, mis on märgitud kui **Paastumine**.

Söögijärgne kõrge sihtväärtus



7. Vilkuva väärtuse **Kõrge** muutmiseks ekraanil **Söögijärgne sihtvahemik** vajutage nuppu ▲ või ▼.
8. Vajutage OK.



Sihtvahemiku näidiku smartLIGHT määramine

Teie glukomeeter müüakse nii, et sihtvahemiku näidik **smartLIGHT** on sisse lülitatud. Kui see funktsioon on sees, kuvab testriba ava tuli värvi, mis vastab teie analüüsitulemusele.



Kollane tähendab	sihtväärtusest ülalpool	▲
Roheline tähendab	sihtväärtuses	✓
Punane tähendab	sihtväärtusest allpool	▼

1. Valige **Avakuval** sümbol **Sätted** ⚙️ ja vajutage **OK** et siseneda suvandisse **Sätted**.
2. Kui olete ekraanil **Sätted**, vajutage korduvalt nuppu ▼, kuni sümbol **smartLIGHT** 💡 vilgub, seejärel vajutage **OK**.



▲
või
▼



smartLIGHT-i sümbol: 💡


3. Funktsiooni **smartLIGHT** sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu ▲ või ▼ , et kuvada soovitud valik.
4. Vajutage **OK**.



Juhtmeta Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Pärast glükomeetri sidumist mobiilsideseadmega saate **Bluetoothi** sätteid sisse või välja lülitada. Sidumisjuhiseid vt jaotisest 4 *Sätteid: Sidumisrežiim*.

1. Valige **Avakuval** sümbol **Sätted** ⚙️ ja vajutage **OK** et siseneda suvandisse **Sätted**.
2. Kui olete kuval **Sätted**, vajutage korduvalt nuppu ▼ , kuni **Bluetoothi** ⌘ sümbol vilgub, seejärel vajutage **OK**.



Bluetoothi sümbol: ⌘

3. Juhtmeta **Bluetooth**-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu ▲ või ▼ .
4. Vajutage **OK**.

Rakendus CONTOUR DIABETES teie glükomeetri CONTOUR PLUS ELITE jaoks

Teie glükomeeter CONTOUR PLUS ELITE on mõeldud kasutamiseks rakendusega CONTOUR DIABETES ja teie nutitelefonil või tahvelarvutiga.

Rakenduses CONTOUR DIABETES saate teha järgmist.

- Pärast analüüsimist tulemusi selgitavate märkuste lisamine.
- Analüüsimise meeldetuletuste lisamine.
- Juurdepääs päeva või kindla perioodi jooksul tehtud analüüsitulemuste hõlpsasti loetavatele graafikutele.
- Aruannete jagamine.
- Glükomeetri sätete muutmine vajaduse järgi.

Rakendus CONTOUR DIABETES.

- Talletab teie tulemused automaatselt.
- Salvestab teie märkmed jaotisse **Minu näidud**.
- Kuvab teie trendid ja analüüsitulemused, võrreldes neid teie sihtväärtustega.
- Pakub kiireid ja väärtuslikke näpunäiteid diabeedi haldamiseks.
- Sünkronib süsteemi lõikes teie rakendusest või glükomeetrist kõige viimase sihtvahemiku.
- Sünkronib teie glükomeetri kuupäeva ja kellaaja.

Rakenduse CONTOUR DIABETES allalaadimine

1. Minge nutitelefonis või tahvelarvutis App StoreSMi või Google PlayTM poodi.
2. Otsige rakendust CONTOUR DIABETES.
3. Installige rakendus CONTOUR DIABETES.

ETTEVAATUST: Glükomeetrit CONTOUR PLUS ELITE pole katsetatud kasutamiseks muu tarkvaraga peale ühilduva tarkvara Ascensia Diabetes Care. Tootja ei vastuta muu tarkvara kasutamisest tulenevate ekslike tulemuste eest.

Sidumisrežiim

ETTEVAATUST: On väike võimalus, et mõnel arvutiasjatundjal on ligipääs teie traadita ühendusele samal ajal, kui te seote oma glükomeetrit, ja ta suudab seejärel teie veresuhkru näite seadmest lugeda. Kui arvate, et selline risk eksisteerib, siduge oma glükomeetrit teistest inimestest eemal. Pärast seadme sidumist ei pea te seda ettevaatusabinõud rakendama.

Glükomeetri sidumiseks rakendusega CONTOUR DIABETES laadige rakendus alla ja järgige juhiseid jaotises *Glükomeetri sidumine*.

Glükomeetri sidumisrežiimi viimiseks tehke järgmist.


1. Kui teie glükomeeter on välja lülitatud, vajutage ja HOIDKE nuppu **OK** all, kuni glükomeeter sisse lülitub. Glükomeeter kuvab **Avakuva**.



2. Vajutage ja HOIDKE nuppu **▲** umbes 3 sekundit all, kuni näete vilkuvat **Bluetooth**-sümbolit (nagu on näidatud järgmises sammus). Sidumisrežiimis vilgub sinine tuli.


3. Kui glükomeeter kuvab seerianumbri, järgige rakenduse suuniseid glükomeetri seerianumbri kohaselt.

Glükomeetri seerianumber




Näide: glükomeeter sidumisrežiimis.

Pääsukood



Kui ühendus on loodud, kuvab glükomeeter 6-kohalise pääsukoodi.

4. Sisestage pääsukood nutiseadmesse.



Bluetooth

Kui olete glükomeetri edukalt rakendusega CONTOUR DIABETES sidunud, süttib glükomeetri sinine tuli ja kuvatakse **Bluetoothi** sümbol.

Glükomeeter naaseb **Avakuvale**.

MÄRKUS: Saate sihtvahemikke uuendada glükomeetrist või rakendusest. Viimati muudetud sihtvahemikke värskendatakse glükomeetris ja rakenduses nende sünkroonimisel.

Glükomeetri hooldamine

Glükomeetri eest hoolitsemine.

- Hoidke oma glükomeetrit võimaluse korral alati selle vutlaris.
- Glükomeetritele ja testribadele vee, õlide ja muude saasteainete sattumise vältimiseks peske ja kuivatage käsi enne käsitlemist hoolikalt.
- Käsitsege glükomeetrit ettevaatlikult selle elektroonika kahjustamise või muude talitlushäirete vältimiseks.
- Vältige glükomeetri ja testribade kokkupuudet liigse niiskuse, kuumuse, tolmu või mustusega.

ETTEVAATUST: Ärge laske puhastuslahusel avade kaudu (nt nuppude, glükomeetri testriba või andmepesade, nt USB-pesa kaudu) glükomeetrisse joosta.

1. Puhastage glükomeetri välispinda niiske (mitte märja) ebemevaba lapi ja pehmetoimelise pesuvahendiga või desinfitseerige 1 minuti jooksul desinfitseerimisvahendi lahusega, nt 1 osa valgendit ja 9 osa vett.
2. Pärast puhastamist kuivatage ebemevaba salvrätiga.
3. Ärge sisestage midagi testriba avasse ega püüdke testriba ava sisemust puhastada.

Tulemuste edastamine personaalsesse arvutisse

ETTEVAATUST: Ärge püüdke teha veresuhkru analüüsi, kui glükomeeter CONTOUR PLUS ELITE on ühendatud arvutiga.

Glükomeetrist CONTOUR PLUS ELITE saab analüüsitulemusi arvutisse kopeerida, kus neist saab teha kokkuvõtteid tabelite ja graafikutena. Selle funktsiooni kasutamiseks vajate diabeedi haldamise tarkvara ja 1-meetrist (või 3 jala) pikkust USB-A- ja mikro-USB-B-otstega kaablit. Seda tüüpi kaabel on saadaval elektroonika jaemüügikauplustes.




USB-pesa


Veenduge, et glükomeetri USB-pordi luuk oleks täielikult suletud, kui seda ei kasutata.

ETTEVAATUST: Kasutage ainult tootja või sertifitseerimisasutuse (UL, CSA, TUV või CE) heakskiidetud seadmeid (nt USB-kaableid).

Patareid




Kui patareid tühjenevad, töötab glukomeeter tavapäraselt, kuvades **tühjenevate patareide** sümboli, kuni patareid ära vahetate.



Kui analüüse enam teha ei saa, kuvab glukomeeter ekraani **Tühjad patareid**. Vahetage patareid kohe.

Patareide vahetamine



1. Lülitage glukomeeter välja.
2. Pöörake glukomeeter ümber ja lükake patarei kaant noole suunas.

3. Eemaldage mõlemad vanad patareid ja asendage need kahe 3-voldise nõõppatareiga CR2032 või DL2032.

MÄRKUS: Pärast patareide vahetamist kontrollige alati kuupäeva ja kellaega.



4. Veenduge, et uute patareide märk „+“ oleks üleval.
5. Vajutage kõik patareid pesadesse.

6. Lükake patarei kaas oma kohale tagasi.

7. Käideldge vanu patareid kohalike keskkonnaeeskirjade järgi.



HOIATUS

Hoidke patareid laste käeulatuses eemal. Mitmed patareitüübid on mürgised. Allaneelamisel pöörduge kohe mürgistuskeskuse poole.

Kontroll-lahus



HOIATUS

Enne testimist loksutage kontroll-lahust põhjalikult.



ETTEVAATUST: Kasutage oma veresuhkru taseme jälgimissüsteemiga CONTOUR PLUS ELITE ainult kontroll-lahust CONTOUR PLUS (normaalne, madal ja kõrge). Millegi muu kui kontroll-lahuse CONTOUR PLUS kasutamine võib anda ebatäpseid tulemusi.

Kontrollanalüüs tuleb teha:

- glükomeetri esmakordsel kasutamisel;
- uue testribade pakendi avamisel;
- arvate, et teie glükomeeter ei pruugi korralikult töötada;
- korduvate ootamatute veresuhkru tulemuste korral.



HOIATUS

- Ärge kalibreerige oma pideva veresuhkru taseme jälgimise süsteemi kontrolltulemuse põhjal.
- Ärge arvutage insuliiniannust saadud kontroll-tulemuse põhjal.

Mõned tarvikud ei ole igas piirkonnas saadaval.



ETTEVAATUST: Ärge kasutage aegunud tarvikuid. Aegunud tarvikute kasutamine võib põhjustada ebatäpseid tulemusi. Kontrollige alati analüüsimaterjalide aegumiskuupäevi.

Vaadake kontroll-lahus teabeleht.


Saadaval on kontroll-lahused normaalne, madal või kõrge kontroll-lahus-lahus ja neid müüakse eraldi, kui neid glükomeetri komplektis ei ole. Glükomeetrit CONTOUR PLUS ELITE tohib kontroll-lahusega analüüsida ainult siis, kui temperatuur on 15–35 °C. Hoiustage kontroll-lahust temperatuurivahemikus 9–30 °C.

Kontroll-lahuse hankimiseks võtke ühendust klienditeenindusega. Vt *Kontaktandmed*.


Kontroll-lahuse analüüsimine

MÄRKUS: Sulgege pudeli kaas tihedalt kohe pärast testriba eemaldamist.

1. Eemaldage testriba CONTOUR PLUS pudelist või fooliumpakendist.



2. Sisestage testriba hall kandiline ots testriba avasse, kuni glükomeeter teeb piiksu.



Glükomeeter lülitub sisse, kuvades vilkuva veretilgaga testriba.

ETTEVAATUST: Ärge kasutage kontroll-lahust, mille pudeli esmakordsest avamisest on möödunud üle 6 kuu.

MÄRKUS: Kontroll-lahuse pudeli esmakordsel avamisel kirjutage pudelile kuupäev.



3. Loksutage kontroll-lahuse pudelit põhjalikult, umbes 15 korda enne igat kasutust.

Läbisegamata kontroll-lahus võib anda ebatäpseid tulemusi.

4. Eemaldage pudeli kork ja pühkige enne tilga väljutamist lapiga pudeli ots lahusest puhtaks.
5. Pigistage väike tilk lahust puhtale mitteimavale pinnale.

ETTEVAATUST: Ärge kandke kontroll-lahust oma sõrmeotsale või testribale otse pudelist.

6. Puudutage kontroll-lahuse tilka kohe testriba otsaga.
7. **Hoidke otsa tilgas kuni glükomeetri piiksuni.**
Enne kui glükomeetri ekraanile kuvatakse kontrollanalüüsi tulemus, kuvatakse glükomeetril 5-sekundiline pöördloendus. Glükomeeter märgib tulemuse automaatselt kontrollanalüüsina. Kontrollanalüüsi tulemusi ei lisata teie glükomeetri **Logiraamatusse**, veresuhkru keskmiste väärtuste ega rakenduse CONTOUR DIABETES sihtväärtuste hulka.
8. Võrrelge oma kontrollanalüüsi tulemust testribade pudelile, fooliumpakendile või testribade karbi põhjale trükitud vahemikuga.
9. Kõrvaldage kasutatud testriba alati meditsiiniliste jätmetena või tervishoiutöötaja suuniste kohaselt.

Kui teie kontrollanalüüsi tulemus jääb mõõtmisvahemikust välja, ärge kasutage glükomeetrit CONTOUR PLUS ELITE veresuhkru analüüsimiseks, enne kui olete probleemi lahendanud. Võtke ühendust klienditeenindusega. Vt *Kontaktandmed*.

Veatuvastuse kuvad

Glükomeetri ekraanil kuvatakse veakoode (**E** ja number) analüüsitulemuste vigade, ribavigade või süsteemi vigade kohta. Vea ilmnmisel piiksub glükomeeter 2 korda ja kuvab veakoodi. Glükomeetri väljalülitamiseks vajutage nuppu **OK**. Kui vead püsivad, pöörduge klienditeeninduse poole. Vt *Kontaktandmed*.

Veakood	Mida see tähendab	Lahenduskäik
Testribavead		
E 1	Liiga vähe verd	Eemaldage riba. Korrake analüüsi uue ribaga.
E 2	Kasutatud testriba	Eemaldage riba. Korrake analüüsi uue ribaga.
E 3	Riba on tagurpidi	Eemaldage riba ja sisestage see õigesti.
E 4	Sisestatud on vale riba	Eemaldage riba. Korrake analüüsi testribaga CONTOUR PLUS .
E 6	Niiskuskahjustusega riba	Eemaldage riba. Korrake analüüsi uue ribaga.
E 8	Riba või analüüsi vead	Korrake analüüsi uue ribaga. Vea püsimisel võtke ühendust klienditeenindusega.

Veakood	Mida see tähendab	Lahenduskäik
Analüüsimise vead		
E20	Analüüsimise viga	Korrake analüüsi uue ribaga. Vea püsimisel võtke ühendust klienditeenindusega.
E24	Liiga külm kontroll-lahuse analüüsimiseks	Viige glükomeeter, riba ja kontroll-lahus soojemasse kohta. Analüüsige 20 minuti pärast.
E25	Liiga soe kontroll-lahuse analüüsimiseks	Viige glükomeeter, riba ja kontroll-lahus jahedamasse kohta. Analüüsige 20 minuti pärast.
E27	Liiga külm analüüsimiseks	Viige glükomeeter ja riba soojemasse kohta. Analüüsige 20 minuti pärast.
E28	Liiga soe analüüsimiseks	Viige glükomeeter ja riba jahedamasse kohta. Analüüsige 20 minuti pärast.
Süsteemi vead		
E30–E99	Glükomeetri tark- või riistvara talitlushäire	Lülitage glükomeeter väljas. Lülitage glükomeeter uuesti sisse. Vea püsimisel võtke ühendust klienditeenindusega.

Enne oma glükomeetri mis tahes põhjusel tagastamist küsige nõu klienditeenindajalt. Võtke ühendust klienditeenindusega. Vt *Kontaktandmed*.

Klienditeeninduse kontroll-leht

Klienditeeninduse esindajaga rääkides vajate järgmist.



1. Hoidke vereglükomeeter CONTOUR PLUS ELITE, test ribad CONTOUR PLUS ja kontroll-lahus CONTOUR PLUS helistamise ajal käepärast.
2. Otsige glükomeetri tagaküljelt üles mudeli number (A) ja seerianumber (B).

3. Leidke test ribad pudelilt või fooliumpakendilt nende aegumiskuupäev.
4. Kontrollige patarei seisukorda.

Osade teave

Puuduvate osade asendamiseks või tarvikute tellimiseks pöörduge klienditeeninduse poole. Vt *Kontaktandmed*.

- Kaks 3-voldist CR2032 või DL2032 nööppatareid.
- CONTOUR PLUS ELITE, kasutusjuhend.
- CONTOUR PLUS ELITE, kiirjuhend.
- CONTOUR PLUS, test ribad.
- CONTOUR PLUS, normaalne kontroll-lahus.
- CONTOUR PLUS, madala tulemuse kontroll-lahus.
- CONTOUR PLUS, kõrge tulemuse kontroll-lahus.
- Lantsetiseade, nagu teie komplektis, kui see on olemas.
- Lantsetid, nagu teie komplektis, kui see on olemas.

Mõningaid tarvikuid müüakse eraldi ja neid klienditeeninduse kaudu ei saa.

Tehniline teave: täpsusaste

Veresuhkru taseme jälgimissüsteemi CONTOUR PLUS ELITE katsetati kapillaarsete vereproovidega 100 subjektilt. Kahte replikaati testiti kõigi 3 CONTOUR PLUS testriba partiiga, kokku 600 mõõtmist. Tulemusi võrreldi YSI glükoosi analüsaatoriga, mis on vastavusse seatav CDC (Ühendriikide haiguskontrolli keskus) heksokinaasi meetodiga. Saadi järgmised täpsuse tulemused.

Tabel 1. Süsteemi täpsuse tulemused glükoosi kontsentratsioonil < 5,55 mmol/L

Väärtuste erinevuse vahemik YSI labori võrdlusmeetodi ja glükomeetri CONTOUR PLUS ELITE vahel	Vahemikus $\pm 0,28$ mmol/L	Vahemikus $\pm 0,56$ mmol/L	Vahemikus $\pm 0,83$ mmol/L
Määratud vahemikus olevate proovide arv (ja protsent)	154/174 (88,5%)	174/174 (100%)	174/174 (100%)

Tabel 2. Süsteemi täpsuse tulemused glükoosi kontsentratsioonil $\geq 5,55$ mmol/L

Väärtuste erinevuse vahemik YSI labori võrdlusmeetodi ja glükomeetri CONTOUR PLUS ELITE vahel	Vahemikus $\pm 5\%$	Vahemikus $\pm 10\%$	Vahemikus $\pm 15\%$
Määratud vahemikus olevate proovide arv (ja protsent)	350/426 (82,2%)	425/426 (99,8%)	426/426 (100%)

Tabel 3. Süsteemi täpsuse tulemused glükoosi kontsentratsioonil vahemikus 1,2 mmol/L kuni 28,9 mmol/L

Piirides $\pm 0,83$ mmol/L või $\pm 15\%$

600/600 (100%)

ISO 15197:2013 standardi aktsepteerimiskriteeriumi nõue on, et 95% mõõdetud glükoosiväärtustest peavad langema $\pm 0,83$ mmol/L mõõtmisprotseduuri keskmistest mõõdetud väärtustest glükoosisalduse $< 5,55$ mmol/L juures või $\pm 15\%$ glükoosisalduse $\geq 5,55$ mmol/L juures.

Kasutaja mõõtmistäpsus

Uuring glükoositaseme väärtuste kohta sõrmeotsast võetud kapillaarsetes vereproovides 128 tavainimeselt, andis järgmised tulemused:

100% tulemustest täpsusega $\pm 0,83$ mmol/L võrreldes meditsiinilabori tulemustega glükoosikontsentratsioonidel $< 5,55$ mmol/L ja 99,1% tulemustest täpsusega $\pm 15\%$ võrreldes meditsiinilabori tulemustega glükoosikontsentratsioonidel $\geq 5,55$ mmol/L.

Tehniline teave: täpsus

Veresuhkru taseme jälgimissüsteemiga CONTOUR PLUS ELITE viidi läbi mõõtmise korratavuse uuring, kasutades 5 venoosse täisvere proovi glükoositasemetega 2,2 mmol/L kuni 19,3 mmol/L. Iga vereproovi analüüsiti 3 CONTOUR PLUS testribade partiiga 10 korda igal 10 instrumendil. Kokku toimus 300 mõõtmist. Saadi järgnevad täpsuse tulemused.

Tabel 1. Süsteemi korratavuse tulemused glükomeetritele CONTOUR PLUS ELITE testribade CONTOUR PLUS kasutamisel

Keskmine, mmol/L	Kogutud standardhälve, mmol/L	95% CI standardhälbest, mmol/L	Variatsioonikoeffitsient, %
2,28	0,06	0,058–0,069	2,8
4,40	0,06	0,054–0,064	1,3
7,77	0,10	0,095–0,113	1,3
12,00	0,14	0,130–0,154	1,2
19,29	0,24	0,224–0,265	1,3

Vahepealset mõõtmistäpsust (koos varieeruvuse arvestamisega mitme päeva lõikes) hinnati 3 glükoositasemega kontroll-lahuste abil. Iga kontroll-lahusega analüüsiti kõiki 3 testribade CONTOUR PLUS partiisid üks kord igal 10 instrumendil 10 erineval päeval. Kokku toimus 300 mõõtmist. Saadi järgnevad täpsuse tulemused.

Tabel 2. Süsteemi vahepealse täpsuse tulemuse glükomeetritele CONTOUR PLUS ELITE testribade CONTOUR PLUS kasutamisel

Kontroll-tase	Keskmine, mmol/L	Kogutud standardhälve, mmol/L	95% CI standardhälbest, mmol/L	Variatsioonikoeffitsient, %
Madal	2,38	0,03	0,029–0,035	1,3
Normaalne	7,09	0,08	0,073–0,086	1,1
Kõrge	20,77	0,26	0,239–0,283	1,2

Tehnilised andmed

Näidisproov: kapillaarne ja venoosne täisveri

Analüüsitulemus: võrdlus plasma/seerumi glükoositasemega

Proovi kogus: 0,6 µL

Mõõtmisvahemik: 0,6–33,3 mmol/L glükoosi veres

Pöördloenduse aeg: 5 sekundit

Mälu: salvestab viimased 800 analüüsitulemust

Patarei tüüp: kaks 3-voldist CR2032 või DL2032 nööppatareid, 225 mAh mahtuvus

Patarei tööiga: ligikaudu 1000 analüüsi (keskmine kasutusaeg 1 aasta, 3 analüüsi päevas)

Glükomeetri hoiustamistemperatuuri vahemik: -20°C–65°C

Glükomeetri töötemperatuuri vahemik: 5°C–45°C

Kontrollanalüüsi temperatuurivahemik: 15°C–35°C

Glükomeetri tööniiskuse vahemik: 10–93% RH

Testriba hoiutingimused: 0–30 °C, suhteline õhuniiskus (RH) 10–80%

Mõõtmed: 78,5 mm (p) × 56 mm (l) × 18 mm (k)

Kaal: 53 grammi

Glükomeetri tööiga: 5 aastat tavapärasel juhendi kohaselt kasutamisel

Heliväljund: 45 dB(A)–85 dB(A) 10 cm kaugusel

Raadiosagedustehnoloogia: Bluetoothi vähese energiatarbega tehnoloogia

Raadiosagedusala: 2,4 GHz–2,483 GHz

Raadiosaatja maksimaalvõimsus: 1 mW

Modulatsioon: Gaussi filtriga digitaal-sagedusmodulatsioon (GFSK)

Elektromagnetiline ühilduvus (EMC): glükomeeter CONTOUR PLUS ELITE vastab ISO 15197:2013 standardi elektromagnetilistele nõuetele. Elektromagnetkiirgus on nõrk ja läheduses asuvate elektroonikaseadmete töö häirimine on ebatõenäoline, nagu on ka ebatõenäoline, et lähedalasuvad elektroonikaseadmed häirivad glükomeetri CONTOUR PLUS ELITE tööd. Glükomeeter CONTOUR PLUS ELITE vastab elektrostaatilise lahenduse taluvuse poolest IEC 61000-4-2 nõuetele. Vältige elektroonikaseadmete kasutamist väga kuivas keskkonnas, eriti sünteetiliste materjalide juuresolekul. Glükomeeter CONTOUR PLUS ELITE vastab raadiosageduslike häirete poolest IEC 61326-1 nõuetele. Raadiosageduslike häirete vältimiseks ärge kasutage glükomeetrit CONTOUR PLUS ELITE elektri- või elektroonikaseadmete läheduses, mis on elektromagnetkiirguse allikateks, kuna need võivad häirida glükomeetri tööd.















Käesolevaga kinnitab Ascensia Diabetes Care, et raadioseadmete tüüpi veresuhkru glükomeeter vastab direktiivile 2014/53/EL.




EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:

www.diabetes.ascensia.com/declarationofconformity

Tootemärgistuse sümbolid

Järgmisi sümboleid kasutatakse kogu veresuhkru taseme jälgimissüsteemi CONTOUR PLUS ELITE tootemärgistuses (glükomeetri pakendil ja märgistuses ning testribade ja kontrolllahuse pakendil ja märgistuses).

Sümbol	Mida see tähendab
	Kõlblikkusaeg (kuu viimane päev)
	Ettevaatust! Lugege kasutusjuhendi kõiki hoiatusi ja ettevaatusabinõusid
	Mitte korduskasutada
	Steriliseeritud kiirgusega
	Partii kood
	Kontroll-lahuse kõrvaldamiskuupäev
	Temperatuuripiirangud
	Vt kasutusjuhiseid
	In vitro diagnostika meditsiiniseade
	Tootja
	Katalooginumber
	Madal kontrollvahemik
	Normaalne kontrollvahemik
	Kõrge kontrollvahemik

Sümbol	Mida see tähendab
	Loksutada 15 korda
	Kaasasolevate testribade arv
	<p>Patareid tuleb käidelda teie riigis kehtivate seaduste kohaselt. Teie piirkonnas kehtivate jätmete käitlemist ja ringlussevõttu puudutavate seaduste kohta küsige oma kohalikust pädevast asutusest.</p> <p>Glükomeetrit tuleb käidelda saastunud jäätmena ja käidelda see kohalike ohutuseeskirjade kohaselt. Seda ei tohi käidelda koos elektroonikajäätmetega.</p> <p>Meditiiniliste jätmete käitlemissuuniseid küsige oma kohalikult tervishoiutöötajalt või kohalikust jäätmekäitluse asutusest.</p>

Protseduuri põhimõtted: süsteemi CONTOUR PLUS ELITE veresuhkru sisalduse analüüs põhineb elektrivoolu mõõtmisel, mis tekib glükoosi reageerimisel testriba elektrodidel olevate reagentidega. Vereproov tõmmatakse testriba otsale kapillaarjõul. Proovis sisalduv glükoos reageerib FAD glükoosi dehüdrogenaasiga (FAD-GDH) ja mediaatoriga. Genereeritakse elektronid, tekib elektrivool, mis on proportsionaalne proovi glükoosisisaldusega. Pärast reaktsiooniaja möödumist kuvatakse proovi glükoosikontsentratsioon. Kasutaja ei pea midagi arvutama.

Võrdlusvõimalused: süsteem CONTOUR PLUS ELITE on mõeldud kasutamiseks kapillaarse ja venoosse täisverega. Võrdlus laboratoorse meetodiga tuleb teha ühel ajal sama proovi alikvootidega.

MÄRKUS: Glükoosikontsentratsioon langeb glükolüüsi tõttu kiiresti (ligikaudu 5%–7% tunnis).⁷

Viited

1. Wickham NWR, et al. Unreliability of capillary blood glucose in peripheral vascular disease. *Practical Diabetes*. 1986;3(2):100.
2. Atkin SH, et al. Fingerstick glucose determination in shock. *Annals of Internal Medicine*. 1991;114(12):1020-1024.
3. Desachy A, et al. Accuracy of bedside glucometry in critically ill patients: influence of clinical characteristics and perfusion index. *Mayo Clinic Proceedings*. 2008;83(4):400-405.
4. American Diabetes Association. 2. Classification and diagnosis of diabetes: Standards of medical care in diabetes—2021. *Diabetes Care*. 2021;44(supplement 1):S15-S33.
5. US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://wayback.archive-it.org/7993/20170111013014/http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
6. Centers for Disease Control and Prevention. Infection Prevention during Blood Glucose Monitoring and Insulin Administration. US Department of Health and Human Services; update June 8, 2017. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html>
7. Burtis CA, Ashwood ER, editors. *Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry*. 5th edition. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 2001;444.

Garantii

Tootja garantii: Ascensia Diabetes Care garanteerib algsele ostjale antud seadmel materjali- ja valmistusdefektide puudumise 5-aastase jooksul alates esmasest ostukuupäevast (v.a alltoodud juhtudel). Nimetatud 5-aastase perioodi jooksul asendab Ascensia Diabetes Care defektse seadme tasuta võrdväärse tootega või sama mudeli kehtiva versiooniga.

Garantiipiirangud. Sellele garantiile kohalduvad järgmised erandid ja piirangud.

1. Kuluosadele ja/või tarvikutele kehtib ainult 90-päevane garantii.
2. See garantii piirdub vigaste osade või valmistusvigadega toodete asendamisega. Ascensia Diabetes Care ei pea välja vahetama väärkasutuse, õnnetusjuhtumite, muudatuste, halva kohtlemise, hoolimatuse, mitte ettevõtte Ascensia Diabetes Care tehtud hooldustööde või seadme kasutusjuhiste eiramise tagajärjel tekkinud talitlushäirete või kahjustustega tooteid. Lisaks ei võta Ascensia Diabetes Care vastutust ettevõtte Ascensia Diabetes Care instrumentide talitlushäirete või kahjustuste eest, mille on põhjustanud nõuetekohastest toodetest Ascensia Diabetes Care (s.t testribadest CONTOUR PLUS ja kontroll-lahustest CONTOUR PLUS) erinevate testribade või kontroll-lahuste kasutamine.
3. Ascensia Diabetes Care jätab endale õiguse teha selle toote konstruktsioonis muudatusi ilma nende rakendamise kohustuseta varem toodetud seadmetes.

4. Ascensia Diabetes Care ei tea, kuidas glükomeeter CONTOUR PLUS ELITE toimib, kui seda kasutatakse muude testribadega peale CONTOUR PLUS testribade, ega garanteeri glükomeetri CONTOUR PLUS ELITE toimimist, kui seda kasutatakse muude testribadega peale CONTOUR PLUS testribade või kui CONTOUR PLUS testriba mingil viisil muudetakse.
5. Ascensia Diabetes Care ei garanteeri glükomeetri CONTOUR PLUS ELITE toimimist ega analüüsitulemusi, kui seda kasutatakse muu kontroll-lahusega peale kontroll-lahuse CONTOUR PLUS.
6. Ascensia Diabetes Care ei garanteeri glükomeetri CONTOUR PLUS ELITE toimimist ega analüüsitulemusi, kui seda kasutatakse muu tarkvaraga peale rakenduse CONTOUR DIABETES (kui seda toetatakse) ettevõttelt Ascensia Diabetes Care.

ASCENSIA DIABETES CARE EI ANNA SELLELE TOOTELE ÜHTEGI MUUD SÕNASELGET GARANTIID. ÜLALPOOL KIRJELDATUD VAHETUSVÕIMALUS ON ETTEVÕTTE ASCENSIA DIABETES CARE AINUS SELLEST GARANTIIST TULENEV KOHUSTUS.

MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA ASCENSIA DIABETES CARE KAUDSETE, ERILISTE VÕI KAASNEVATE KAHJUDE EEST, ISEGI JUHUL, KUI ETTEVÕTET ASCENSIA DIABETES CARE ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.

Garantiiteeninduse saamiseks: ostjal tuleb abi ja/või juhiste saamiseks selle seadme teenindamiseks pöörduda ettevõtte Ascensia Diabetes Care klienditeeninduse poole.

Vt *Kontaktandmed*.